

Trattamento della profilassi con oscillazioni particolarmente lievi

Air Solfy: lo Scaler con movimento morbido – protettivo, efficace e potente

Già al primo trattamento si sente la differenza. Con la sua frequenza di oscillazione delicata, l'Air Scaler Air Solfy lavora in modo estremamente gradevole per il paziente – con grande precisione ed eliminando, con le sue oscillazioni particolarmente morbide, placche dentali, biofilm e altri residui, in modo approfondito e potente.



Lo spray raggiunge la superficie di trattamento in modo gradevole

Particolarmente delicato

I pazienti trovano il trattamento con Air Solfy. Appena percettibile e udibile, la punta leviga gli strati dal dente in modo duraturo e crea con questo metodo un risultato gradevole per medico e paziente. Qui si rivelano al meglio i vantaggi di uno strumento azionato ad aria. Li apprezzano soprattutto i pazienti che portano un apparecchio acustico. Lo spruzzo d'acqua va direttamente sulla superficie di trattamento e provvede contemporaneamente ad un raffreddamento ottimale. La nuvola di aerosol che ne deriva rimane concentrata e non influenza il campo circostante.



Accoppiamento a 4 fori, con luce

- Valvola di sicurezza per la portata d'acqua regolabile
- Rotazione dell'asse di 360° molto morbida
- Attacco per ISO 9168
- Cordone di tipo C con valvola di non ritorno

Condizioni di visibilità ideali sono inoltre garantite dalla fibra ottica che, con il suo raggio di luce molto intenso, offre un buon supporto soprattutto per le rimozioni subgingivali.

Flessibile e potente

Air Solfy apre nuovi campi di applicazione. Attrezzato con uno spazzolino da profilassi, il medico può lavorare anche negli spazi interdentali. La punta dello spazzolino è particolarmente adatta per l'efficace rimozione di biofilm negli spazi interprossimali e per risultati duraturi.

Predisposto per le esigenze di trattamento che si presentano di volta in volta, Air Solfy ha un'intensità di lavoro regolabile in tre

diversi modi: dalla normale rimozione di tartaro, alla pulitura degli spazi dentali interprossimali, fino alla levigatura delle radici.

Robusto e compatibile

si rivela Air Solfy nell'uso quotidiano. La superficie della punta ha uno strato speciale, che aumenta la durata dello Scaler.

Caratteristiche particolari

- Delicatezza
- Durata
- Confort per spazi interdentali
- Regolazione dell'intensità per la perfetta oscillazione
- Spruzzo ottimale
- Illuminazione ideale dello spazio della bocca
- Grande flessibilità



Per spazi interprossimali: lo spazzolino da profilassi contenuto nel set



SABRO s.r.l.
IMPORTATORE PER L'ITALIA
20050 Sulbiate (Mi)
Via XXV Aprile, 20
Tel. 346 0424873
email: sales@sabro-tech.com

Specifiche di Air Solfy

Denominazione	Air Solfy
Modello	AS-4H-O V
Frequenza di movimento	5.500 – 6.500 Hz
Peso	ca. 60 g
Misure (AS-4H-O V)	Lunghezza: 105 mm, Ø 17 mm